

	DE: Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren / EN: Protect from sunlight FR: Ne pas exposer aux rayons solaires / ES: Mantener fuera de la luz solar IT: Non esporre a raggi solari / PT: Guardar em lugar seco e protegido do sol TR: Güneş ışığından uzak tutulmalı / EL: Αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως NL: Tegen zonlicht beschermen / DA: Opbevares væk fra solen NO: Oppbevares unna solen / SV: Utsätt inte för direkt solljus FI: Sällytettävä suojalla valolta / LV: Glabēt no saules starojumiem LT: Saugoti nuo saulės spindulių / ET: Hoidke päikesevalguse eest kaitsust PL: Chronić przed światłem słonecznym / CZ: Uchovávejte mimo slunečního záření SK: Uchovávať chránene pred slnečným svetlom / HU: Napfénytől védett helyen tárolja SI: Laskati skrajnoma zaščiteno pred sončnim svetlobo / HR: Čuvati podjednako od sunčevih zraka SR: Čuvati van domaćeg sunčevog svetla / BG: Чувати извън пряката слънчева светлина BG: Да се съхранява далеч от прячаева светлина / UK: Зберігати в захищеному від сонячних променів місці / AR: يحفظ بعيداً ضوء الشمس
	DE: Trocken aufbewahren / EN: Store in dry place / FR: Conservar au sec ES: Mantener seco / IT: Tenere l'umidità / PT: Guardar em lugar seco TR: Kuru yerde saklamak / EL: Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο NL: Op een droge plaats bewaren DA: Opbevares tørt / NO: Oppbevares tørt / SV: Forvaras tørt / FI: Sällytettävä kuivassa LV: Glabāties sausā vietā / LT: Laidyti sausio vietoje / ET: Hoidke kuivas kohas PL: Przechowywać w suchym miejscu / SK: Uchovávať v suchu SK: Uchovávať v suchu / HU: Szárász helyen tartandó SI: Shranjevati v suhem prostoru / HR: Čuvati na suhom mjestu SR: Čuvati na suvom mjestu / BG: Чувати на сухо място BG: Да се съхранява на сухо място / UK: Зберігати в сухому місці AR: يحفظ في مكان جاف
	DE: Hersteller / EN: Manufacturer / FR: Fabricant / ES: Fabricante IT: Fabricante PT: Fabricante / TR: Üretici / EL: Κατασκευαστής NL: Fabrikant / DA: Producent / NO: Produsent / SV: Tillverkare FI: Valmistaja / LV: Ražotājs / LT: Gamintojas / ET: Tootja PL: Producent / CZ: Vyrobitel / SK: Vyrábca / HU: Gyártó SI: Proizvajalec / HR: Proizvođač / SR: Proizvođač / RO: Producător BG: Производител / UK: Виробник AR: المصنع
	DE: Konformitätszeichen nach EU Richtlinie 93/42/EWG EN: Conformity mark according to EU Council Directive 93/42/EEC FR: Marquage de conformité selon la directive communautaire 93/42/CEE ES: Marca de conformidad según la directiva comunitaria 93/42/CEE IT: Marchio CE secondo la direttiva 93/42/CEE PT: Marcagem de conformidade de acordo com a Diretiva da 93/42/CEE TR: 93/42 EYGW sayılı AD direktifi gereğince uygunluk beyanı EL: Σύμβολο καταλληλότητας σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 93/42/ΕΚ NL: Conformiteitsmerk volgens de EU-richtlijn 93/42/EEG van de Raad DA: Overensstemmelsesmærke i henhold til EU-direktiv 93/42/EF NO: Samsvarende merke i henhold til EU-direktiv 93/42/EF SV: Överensstämmelsemärke enligt EU-direktiv 93/42/EEG FI: Vaatimustenmukaisuusmerkintä EU-direktiivin 93/42/EY mukaisesti LV: Atbilstības zīme saskaņā ar ES Direktīvu 93/42/EK LT: Atitikties deklaracija pagal ES direktyvą 93/42/EK ET: Vastavusmärk vastavalt EU direktiivile 93/42/EK PL: Znak zgodności wydektujący wy 93/42/EWG CZ: Označení shody podle směrnice EU 93/42/EHS SK: Symbol zhody podľa smernice EU 93/42/EHS HU: Megfelelőségi jelölés az EU 93/42/EKG irányelve szerint SI: Znak skladnosti v skladu z Direktivo 93/42/EZ HR: Znak usaglađenosti prema EU Direktivi 93/42/EEC SR: Ozaka usaglašenosti prema EU Direktivi 93/42/EEC RO: Marca de conformitate potrivit Directivei UE 93/42/CEE BG: Маркировка за съответствие съгласно Директивата 93/42/ЕО на ЕС UK: Знак відповідності згідно з Директивою С 93/42/ЄС AR: ماركات التوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 93/42/EEC الصادر في 29 يونيو 1993
	DE: Gebrauchsanweisung befolgen / EN: Observe operating instructions FR: Respecter le mode d'emploi / ES: Sigla las instrucciones de empleo IT: Rispettare le istruzioni per l'uso / PT: Fazer o observar o manual de operação TR: Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz / EL: Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης NL: Volg de gebruiksaanwijzing DA: Følg brugsanvisning / NO: Følg bruksanvisning / SV: Följ bruksanvisning FI: Noudata käyttöohjeita / LV: Levērot lietošanas instrukciju LT: Laikytis naudojimo instrukcijos / ET: Järgida kasutusjuhendit PL: Postępować zgodnie z instrukcją obsługi / CZ: Řiďte se návodem k obsluze SK: Dodržiavať návod na používanie / HU: Kövesse a használati útmutatót SI: Upoštevajte navodilo za uporabo / HR: Priručnik za upotrebu se za uporabu SR: Priručnik za upotrebu se upotrebu / BG: Прочетете инструкциите за употреба BG: Спазвайте инструкциите за употреба / UK: Дотримуватися інструкцій з експлуатації AR: يجب اتباع تعليمات الاستخدام
	DE: Bestellnummer / EN: Catalog number / FR: Référence du catalogue ES: Número de catálogo / IT: Codice prodotto / PT: Número de encomenda TR: Sipariş numarası / EL: Αριθμός παραγγελίας / NL: Catalognummer DA: Leberenummer / NO: Ordnummer / SV: Beställningsnummer / FI: Tilausnumero LV: Pasūtījuma numurs / LT: Uždavinio numeris / ET: Tellinnumbr PL: Numer produktu / CZ: Objednávací číslo / SK: Objednávacie číslo / HU: Rendelési szám SI: Številka blaginice / HR: Broj artikla / SR: Šifra artikla / RO: Număr de comandă BG: Номер за поръчка / UK: Номер для замовлення AR: رقم المنتج
	DE: Chargebezeichnung / EN: Batch code / FR: Code du lot ES: Código de lote / IT: Numero del lotto / PT: Designação do lote TR: Parti numarası / EL: Αριθμός ταμνωτικής τμης ομάδας NL: Batchcode DA: Betegnelse af partiet / NO: Batchbetegnelse / SV: Batchbeteckning FI: Erän nimitys / PL: Partia apzłmowa / LT: Serijos numeris / ET: Chargebezeichnung PL: Partia numeru / CZ: Objednávací číslo / SK: Objednávacie číslo / HU: Rendelési szám SI: Številka blaginice / HR: Broj artikla / SR: Šifra artikla / RO: Număr de comandă BG: Номер за поръчка / UK: Номер для замовлення AR: رقم المنتج
	DE: Medizinprodukt / EN: Medical device / FR: Dispositif médical ES: Producto sanitario / IT: Medicines medicinale / PT: Dispositivo médico TR: Tıbbi cihaz / EL: Ιατροτεχνολογικό προϊόν DA: Medicinsk udstyr / SV: Medicinskt produkt NO: Medicinsk produkt / LT: Medicinis gamyba / ET: Meditsiini seade UK: медичний пристрій / RU: Медицинский продукт AR: الجهاز الطبي
	DE: Eindeutige Produktidentifizierung / EN: Unique Device Identifier FR: Identifiant unique d'un dispositif médical / ES: Identificador único del producto sanitario IT: Unikalus medicinas prietasis identifikatorius / PT: Identificador unico de produto medico TR: Benzersiz Ürün Tanımlama Kodu / EL: Μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό αριθμού προϊόντος NL: Eenheids identifier voor elk medisch product / SV: Unik identifiering av medicinsk utrustning NO: Enkeltidig identifier for et medisk produkt / LT: Unikatis identifikatorius medicinos prietaisui UK: Унікальний ідентифікатор медичного пристрою UK: Унікальний ідентифікатор медичного пристрою AR: الجهاز الطبي

INSTRUCTION MANUAL Nipple shields	(EN)
1. Purpose Why using mamivac® nipple shields? Many mothers use conventional round shaped nipple shields when having sensitive and sore nipples. These should be used for a short time only, because they have influence on the natural way of breastfeeding. The round shape covers mum's skin, and it may happen that the baby refuses to suck when mum is trying to breastfeed without a nipple shield. This is because the baby does not identify its mother due to the irritation by the nipple shield. The special shape of mamivac® nipple shields avoids this by reason of not interrupting the contact between mother and baby. Therefore the baby reminds the natural smell of its mother. 2. Use Clean your hands before using mamivac® nipple shields. A short massage has the effect that nipples stand upright and make the use of mamivac® nipple shields much easier. Turn the soft edges up and press the mamivac® nipple shield as close as possible to your nipple. Press the soft edges afterwards to your skin. Wetting the mamivac® nipple shield supports the attachment to your skin. Make sure to place the mamivac® nipple shield with the flat side up that your baby's nose has direct contact to your skin while breastfeeding. Then the baby identifies your smell and feels safe. Do not use Vaseline or other cremes. For further information regarding the use please ask your lactation consultant or midwife. Prior to using the nipple shields, check them for cracks and proper functionality. 3. Cleaning and disinfection mamivac® nipple shields consist of thin, transparent and tasteless silicone. Prior to the first use and before any other use, disinfect the nipple shields by boiling them in water for at least 5 minutes. Clean the nipple shields after each use with commercial washing-up liquid and rinse them thoroughly with lukewarm water. With proper use and storage, the mamivac® nipple shields have a service life of 2 years. Keep the operating instructions. This product is not a toy. Keep it away from children. 4. Disposal Please dispose of your mamivac® nipple shields in accordance with your local disposal regulations for plastic products.	
MODE D'EMPLOI PROTÈGE-MAMELONS	(FR)
1. Fonction Pourquoi des protège-mamelons mamivac®? Beaucoup de mères allaitantes utilisent des protège-mamelons ronds traditionnels en cas de mamelons sensibles, crevassés ou douloureux. Une utilisation prolongée est toutefois déconseillée car leur forme ronde recouvrant la peau peut gêner le processus naturel de l'allaitement. En effet, lorsque la mère allaite à nouveau sans protège-mamelons, il arrive que le bébé ne la reconnaisse pas immédiatement et refuse de téter. La forme spéciale des protège-mamelons mamivac® permet de supprimer ce problème: le contact tactile entre la mère et le bébé n'est interrompu à aucun moment et le bébé garde en mémoire l'odeur de sa mère. 2. Utilisation Avant d'utiliser les protège-mamelons mamivac®, nettoyez vos mains. Un léger massage provoque le redressement des mamelons et facilite l'utilisation des protège-mamelons mamivac®. Repliez les bords souples vers le haut et appliquez le protège-mamelon sur votre sein en veillant à ce qu'il adhère bien au mamelon. Pour terminer, rabaissez les bords souples sur la peau pour parfaire l'adhérence. Pour la faciliter, vous pouvez humidifier légèrement les protège-mamelons. Assurez-vous de bien mettre le côté plat du protège-mamelon mamivac® à l'endroit où se trouve le nez de votre bébé pendant qu'il tète. Il reconnaît ainsi facilement votre odeur et se sent en sécurité. N'utilisez ni vaseline ni aucune autre crème. Nous vous recommandons de consulter une conseillère en allaitement pour toute autre question relative à l'utilisation des protège-mamelons. Avant d'utiliser les protège-mamelons, vérifiez s'ils présentent des fissures et s'ils sont en parfait état. 3. Nettoyage et désinfection Les protège-mamelons mamivac® sont fabriqués à partir d'un silicone mince transparent et sans goût. Avant le premier usage et ensuite avant chaque autre usage, désinfectez les protège-mamelons en les faisant bouillir dans l'eau pendant 5 minutes au moins. Après chaque usage, lavez les protège-mamelons à la main avec un liquide pour la vaisselle en vente et rincez-les ensuite abondamment à l'eau tiède. La durée de vie des protège-mamelons mamivac® s'élève à 2 ans à condition qu'ils soient conservés et manipulés correctement. Veillez conserver le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet et vous devez le garder hors de la portée des enfants en bas âge. 4. Élimination Les protège-mamelons mamivac® doit être éliminé conformément aux directives locales sur l'élimination de produits de matière synthétique.	

mami**vac**[®]

Stillhütchen

EN: Nipple shields
 FR : Protège-mamelons
 ES: Pezoneras
 IT: Paracapezzoli
 PT: Mamilos de silicone
 TR: Göğüs ucu koruyucusu
 EL: Καλύμματος Θηλή
 NL: Tepelhoejdes
 DA: Suttebrik
 NO: Brystskjold
 SV: Amningsnapp
 FI: Rintakumi
 LV: Krūtgalu uzgali
 LT: Spenelių gaubteliai
 ET: Nibukaitse
 PL: Osłonki do karmienia piersią
 CZ: Kojící klobouček
 SK: Dojčiacie klobúčiky
 HU: Šešírići za dojenje
 SL: Ščitnik za bradavice
 HR: Bimbóvédő
 SR: Šeširići za dojenje
 RO: Protecție pentru mamelon
 BG: Предпазители за зърна за кърмене
 UK: Накладка на сосок
 AR: غطية حلمات الصدر



Stand / As of 2025-03
 GB1030007M



0124

mamivac**[®]com**


Made in Germany

PZN 17373426
REF 281442
Large D = 28 mm

PZN 17373403
REF 281448
Medium D = 20 mm

PZN 17373898
REF 281441
Small D = 18 mm

konisch / conical








REF 281485
Large D = 28 mm

PZN 17373461
REF 281482
Medium D = 22 mm

PZN 17373455
REF 281481
Small D = 18 mm

kirsch / cherry

Das Diagramm illustriert die korrekte Anwendung von mamivac® Stillhilfen in vier Schritten:

- 1. Zuckkeestimmung:** Zeigt die Handposition, um das Stillhaar zu ziehen und die Zuckke zu bestimmen.
- 2. Anwendung:** Zeigt das mamivac® Stillhutchen, das über das Stillhaar gezogen wird.
- 3. Reinigung und Desinfektion:** Zeigt die Reinigung der Stillhülle mit Wasser und Spülen mit Wasser.
- 4. Entsorgung:** Zeigt das mamivac® Stillhutchen, das entsorgt wird.

[illegible]

ISTRUZIONI PER L'USO Paracapezzoli

1. Impiego specifico
Il paracapezzoli manivac® è un dispositivo per il trattamento delle parodontiti e delle malattie gengivali. È indicato per l'uso domiciliare e per l'uso professionale.

2. Utilizzo
Il paracapezzoli manivac® deve essere utilizzato in modo appropriato e secondo le istruzioni per l'uso. Questo prodotto non è un giocattolo per i bambini.

3. Pulizia e disinfezione
Il paracapezzoli manivac® deve essere pulito e disinfettato dopo ogni utilizzo. La pulizia deve essere effettuata con acqua e sapone e la disinfezione con un disinfettante appropriato. Il paracapezzoli manivac® deve essere conservato in un contenitore sterile e protetto da polvere e umidità.

4. Disposizione finale
Il paracapezzoli manivac® deve essere smaltito in modo appropriato. Non deve essere gettato nei rifiuti domestici. Il paracapezzoli manivac® deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti medici.

as disposições legais relativas a produtos em material plástico em vigor.

Favor de entregar o paracapezzoli manivac® para disposição final de acordo com as disposições legais relativas a produtos em material plástico em vigor.

IT

[illegible][illegible][illegible]

Suttekitt

BRUGSANVISING

1. Formal

Hvorfor bruge mannave's suttebrik?

Mange mødre bruger en vanlig suttebrik, når de oplever sensitive eller såre brystvorter. Disse bør kun bruges i kort tid, fordi de har indflydelse på den naturlige kranse, at barnet sugesæt, der sutte, når mor forsøger at amme igen uden suttebrik. Men, Datter krydsder, at barnet ikke genkender sin mor efter at have fortrykket af kontakt med mors hud og baby ikke afbydes. Barnet får opleve sin mors naturlige lugt og hudkontakt under amning.

2. Brug

Rengør dine hænder før du skal amme. En forsting stimulerer av brystvorter-
en vil kunne hjælpe til at du skopper sig og gør brug af mannave's suttebrik
nommer. Vænd de bløde vinger op og tryk mannave's suttebrikken så tæt som
muligt på din brystvorte. Fold derefter de bløde kanter ned mod din hud. Du kan
fugle mannave's suttebriken med vand for at få dem til å hæfte bedre til din hud.
Sorg for at placere mannave's suttebrik med den flade side slik at din babys næse
får direkte korrekt med din hud, mens du ammer. Da identificerer barnet din
lugt og føler sig tryk. Brug ikke vaseline eller andre cremer. Spørg din IBCLC eller
jordmoder for yderligere information om brugen. For du bruger Suttekitterne,

3. Rengøring og desinfektion

mannave's suttebrik er lavet af tryk, gennemgænglig silikone uden smag. For du
bruger produktet første gang og for hver brug, skal det steriliseres i kogende
vand i mindst 5 minutter. Rengør suttebrik efter hver brug med lidt almindel-

4. Afvalshåndtering

Dette produkt er ikke et legetøj og skal opbevares utilgængelig for børn.
Dine mannave's suttebrik kan lægges på 2 år. Overhold betjeningsvejledningen.
For plastproduktet.

for kunstigt diene mannave's brystvorter i overensstemmelse med de lokale regler

DA

1. **Formål**
Hvorfor manniavac® brystskjold?

2. **Bruk**
Rengjøring/ hender for bruk av manniavac® brystskjold. Stimuler brystkroppen slik at den knopper seg litt da det gjør brukten av manniavac® brystskjold enklere. Sett brystkroppen som mulig. Fjøl så kanten på huden. Hvis man liker under ammingen. Dermad kjerner babyen igjen din naturlige lukt og følger seg (lukk) ikke bruk vaseline eller andre fremmer på skjoldet. Ved spørsmål angående manniavac® skjoldet plasseres på det stedet hvor babyens nese befinner seg (lukk) ikke bruk vaseline eller andre fremmer på skjoldet. Ved spørsmål angående manniavac® skjoldet plasseres på det stedet hvor babyens nese befinner seg (lukk) ikke bruk vaseline eller andre fremmer på skjoldet. Ved spørsmål angående manniavac® brystskjold, eller for bruk av manniavac® brystskjold, kontakt din helsepersonell eller din farmasøyt.

3. **Rengjøring og desinfeksjon**
manniavac® brystskjold er laget av tynn, transparent silikon uten smak. For bruk av manniavac® brystskjold skal du først vaske hendene dine grundig med vann i minst 5 minutter. Rengjør og tørk brystskjoldet etter hver bruk med litt vanlig doppelstrikemiddel og skyl med lunkent vann. Ved korrekt bruk og oppbevaring, har manniavac® brystskjold en brukstid på 2 år. Ta vare på bruksanvisningen. Dette produktet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.

4. **Avfallsbehandling**
manniavac® brystskjold må kastes iht. de lokale avfallsbehandlingsforskriftene.

BRUKSANVISNING
Brystskjold

ON

[illegible]

14

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Krūtsgalu uzgaļi

1. Paredzētais lietošanas mērķis

Kāpēc lietot māmaviv® krūtsgalu uzgaļus?

Pēc mazula piedzimšanas krūtsgalu kairinājums no regulāras zīdīšanas ir normāla parādība (nepareizas bērna pielikšanas, sapsājisīšu, plakānu un ievilktu krūtsgalu dēļ). Ja pēc ilgāka laika krūtsgalu joprojām ir iekaisīši un jutīgi, to var izraisīt arī mazula nepareiza pielikšana vai tas, ka pietiekami bieži nav mainīta zīdīšanas pozīcija. Tāpēc mēs iesakām zīdīšanas laikā lietot krūtsgalu uzgaļus. Tomēr tos drīkst lietot tikai īsu laiku, jo, iespējams, var rasties zīšanas traucējumi. No tā var izvairīties, izmantojot māmaviv® krūtsgalu uzgāļa īpašo formu, jo netiek pārtrauktas mātes un bērna ādas kontakts, tā kā mazula deguns paliek uz krūts. Šādā veidā mazulis atceļas dabisko mātes smaržu.

2. Lietošana

Pirms māmaviv® krūtsgalu uzgāļu lietošanas nomazgājiet rokas. Neilga masāža veicinās krūtsgalu vertikālu pozīciju, atvieglos māmaviv® krūtsgalu uzgāļa lietošanu. Atļaukiet mīkstaš malas uz augšu un pēc tam pēc iespējas ciešāk piespiediet uzgle pie krūtsgāļa. Pēc tam piespiediet mīkstaš malas pie ādas. Nedaudz samitrinot māmaviv® krūtsgalu uzgāli, tas vieglāk pielips pie ādas. Pārliecinieties, ka zīdīšanas laikā māmaviv® krūtsgalu uzgālis plakano pusī novietojat vietā, kur zīdīšanas laikā atrodas arī mazula deguns. Lūdz, neliejojiet vazelīnu vai citus krēmus. Ja jums ir kādi jautājumi par lietošanu, iesakām konsultēties ar zīdīšanas konsultantu. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai krūtsgalu uzgāli nav sapsājisīši un vai tie darbojas.

3. Tīrīšana un dezinfekcija

Pirms pirmās un katras nākamās lietošanas reizes dezinficējiet krūtsgalu uzgaļus, vārot tos verdošā ūdenī vismaz 5 min. Katreiz pēc lietošanas ar rokām nomazgājiet krūtsgalu uzgaļus ar parasto trauku mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalojiet ar remdenu ūdeni. Pareizi lietojot un uzglabājot, māmaviv® krūtsgalu uzgāļu lietošanas laiks ir 2 gadi. Saglabājiet lietošanas instrukciju. Šis izstrādājums nav rotālieta. Sargājiet to no maziem bērniem.

4. Likvidācija

māmaviv® krūtsgalu aizsargus likvidējiet saskaņā ar vietējiem atkritumu noteikumiem.

INSTRUKCJA WYUŻYWANIA
Osłoni do karmienia piersią (PL)

- Przeznaczenie**
Do czego służy osłonki do karmienia piersią mamiwac®?
Po porodzie podrażnienie brodawek jest typowym objawem związanym z regularnym karmieniem piersią. Podrażnienie to może wynikać z nieprawidłowego przystawiania dziecka do piersi ze względu na spierzchnięte brodawki lub brodawki płaskie czy wklęsłe. Jeśli po dłuższym czasie brodawki są nadal obolałe i wrażliwe, może to być również spowodowane nieprawidłowym przystawianiem dziecka lub tym, że matka nie zmieniała pozycji do karmienia piersią wystarczająco często. W związku z tym zalecamy stosowanie osłonek do karmienia piersią. Należy je jednak stosować tylko przez krótki czas, ponieważ może dojść do zaburzenia odruchu ssania. Dzieci specjalnie kształtowały osłonki do karmienia piersią mamiwac® można tego uniknąć, ponieważ kontakt skóry matki i skóry dziecka pozostaje nieprzerwany z tego względu, że nos spoczywa na piersi. Dzięki temu dziecko pamięta naturalny zapach swojej mamy.
- Zastosowanie**
Przed użyciem osłonki do karmienia piersią mamiwac® należy umyć ręce. Krótki masaż spowoduje wysunięcie brodawki, co ułatwi użycie osłonki do karmienia piersią mamiwac®. Zagniń kielbasek krzywdej do góry, a następnie docisnij osłonkę jak najmocniej do brodawki. Następnie docisnij kielbasek brzeży do skóry. Lekkie zwiłnienie osłonki do karmienia piersią mamiwac® ułatwi osadzenie na skórze. Pamiętaj, aby umieścić płaską stronę osłonki mamiwac® w miejscu, gdzie znajduje się nos dziecka podczas karmienia piersią. Nie stosować wazeliny ani innych kremów. W przypadku pytań dotyczących użytkowania zalecamy konsultację z doradcą laktacyjnym. Przed każdym użyciem sprawdź osłonkę do karmienia piersią pod kątem pęknięć i funkcjonalności.
- Czyszczenie i dezynfekcja**
Przed pierwszym użyciem i przed każdym kolejnym użyciem zdezynfekować osłonki do karmienia piersią, gotując je we wrzącej wodzie przez co najmniej 5 minut. Po każdym użyciu należy wytrzeć ręcznie osłonki do karmienia piersią przy użyciu dostępnego w handlu środka do mycia naczyń, a następnie dokładnie wypłukać letnią wodą. W przypadku właściwego obchodzenia się i przechowywania osłonki do karmienia piersią mamiwac® zapewniają okres użytkowania wynoszący 2 lata. Zachować instrukcje obsługi. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Utylizacja**
Osłonki do karmienia piersią mamiwac® należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scopul pentru mamelon

RO

1. Scopul de utilizare

De ce protecția pentru mamelon mamivac®?

După naștere este normală o iritație a mamelonului prin alăptarea regulată (prin aplicare greșită, mameloanele crăpate, mameloanele plate și retractate). Dacă după mai mult timp mameloanele sunt încă iritate și sensibile, aceasta poate fi provocată și de o aplicare neavantajoasă, sau când poziția de alăptare nu a fost schimbată suficient de frecvent. Prin urmare, vă recomandăm o protecție pentru mamelon în timpul alăptării.

Înăsa acesteia ar trebui folosită numai pentru un timp scurt, deoarece poate să aibă loc eventual o confuzie a mamelonului. Prin forma specială a protecției pentru mamelon mamivac® acest lucru poate fi evitat, deoarece contactul pielii între mamă și bebeluș nu este întrerupt, pentru că nasul rămâne la piept. Prin aceasta, bebelușului dumneavoastră îi rămâne în memorie mirosul natural al mamei lui.

2. Utilizare

Înainte de utilizarea protecției pentru mamelon mamivac® curățați-vă mâinile. Un masaj scurt are ca efect că mameloanele stau drept și astfel se ușurează aplicarea protecției pentru mamelon mamivac®. Îndoiți marginile moi în sus și apoi apăsați că de etanș posibil pe mamelonul dumneavoastră. În final, apăsați marginile moi pe piele. Umectarea ușoară a protecției pentru mamelon mamivac® ușurează aderența pe piele. Asigurați-vă că poziționați partea plată a protecției pentru mamelon mamivac® în locul în care se află nasul bebelușului dumneavoastră în timpul alăptării. Vă rugăm să nu utilizați vaselină sau alte creme. Dacă aveți întrebări despre utilizare, vă recomandăm să luați legătura cu un consultant de lactație, respectiv alăptare. Înainte de fiecare utilizare verificați protecția pentru mamelon cu privire la fisuri și capacitate de funcționare.

3. Curățare și dezinfectare

Înainte de prima utilizare și înainte de fiecare utilizare dezinfectați protecția pentru mamelon, prin faptul că o fierbeți în apă clocotită timp de minimum 5 minute. Curățați protecția pentru mamelon după fiecare utilizare cu detergent de vase uzual și apă caldă/termică cu apă caldă. În cazul manipularii și depozitării corecte, instrucțiunile pentru mameloane mamivac® au o durată de viață de 2 ani. Păstrați instrucțiunile de utilizare. Acest produs nu este o jucărie. Nu țineți la îndemână copiilor mici.

4. Eliminarea de deșeu

Vă rugăm să eliminați protecția pentru mamelon mamivac® conform prevederilor locale în vigoare cu privire la deșeurile.

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Предпазителя за зърна за кърмене

1. Предназначение

Защо да използвате предпазители за зърна mamivac®?

След раждането драгното на зърната, дължащо се на редовното кърмене, е нормално (поради неправилно засушаване, напукани зърна, плоски и вдлъбнати зърна). Ако след по-дълъг период от време зърната все още са възпалени и чувствителни, това може да се дължи и на неправилно засушаване или на това, че позицията на кърмените не е била променяна достатъчно често. Затова препоръчваме да използвате предпазители за зърна по време на кърмене.

Те обаче трябва да се използват само за кратък период от време, тъй като е възможно да доведат до обриване при засмукуването. Това може да бъде избегнато чрез специалната форма на предпазителите за кърмене mamivac®, тъй като контактът с кожата между майката и бебето не се прекъсва, защото нощта остава върху гърдата. По този начин бебето Ви запазва естествения мириса на своята майка.

2. Приложение

Почистете ръцете си, преди да използвате предпазителя за кърмене mamivac®. Кратък масаж ще помогне на зърната да се изправят, което ще улесни използването на предпазителя за кърмене mamivac®. Огънете меките краища нагоре и след това го притиснете възможно най-плотно върху зърното. След това притиснете меките краища към кожата. Лекото навлажняване на предпазителя за кърмене mamivac® ще помогне той да прилепне към кожата. Уверете се, че сте поставили плоската страна на предпазителя за кърмене mamivac® там, където е досет на бебето Ви по време на кърмене. Моля, не използвайте вазелин или други кремове. Ако имате някакви въпроси относно употребата, препоръчваме Ви да се консултирате с консултант по кърмене. Проверявайте предпазителя за кърмене за пукнатини и функционалност преди всяка употреба.

3. Почистеност и дезинфекция

Преди първата употреба и преди всяка следваща употреба дезинфекцирайте предпазителяте за кърмене, като ги кипните във вряща вода за най-малко 5 мин. След всяка употреба почистявайте предпазителяте за кърмена на ръка с препарат за миене на съдове и след това ги изплакнете обилно с хладка вода. Ако се борави с тях и се скръбявяват правилно, предпазителяте за кърмене mamivac® имат продължителност на живот от 2 години. Запазете инструкциите за употреба. Този продукт не е играчка. Скръбявяйте го далеч от малки деца.

4. Изхвърляне

mamivac® предпазител за зърна за кърмене моля, изхвърляйте съгласно Вашите местни разпоредби за отпадъците.

(LT)

1. **Paskirtis**
Kodėl mamivac® spenelių gaubteliai?
Po gimdymo sudirgę krūtų speneliai dėl nuolatinio maitinimo yra įprasta (dėl netinkamo krūties padavimo, įtrūkusių krūties spenelių, plokščių spenelių ar spenelių inversijos). Jei krūtų speneliai net ir po ilgo laiko vis dar jautrūs ir su žaizdelėmis, tai gali rodyti, kad krūtis netinkamai paduodama arba kad žindymo padėtis nepakankamai dažnai keičiama. Dėl to rekomenduojame žindymo metu naudoti spenelių gaubtelius.
Tačiau jų reikėtų naudoti tik trumpą laiką, nes kitu atveju tai gali sukelti čiulpimo sutrikimų. Dėl specialios mamivac® spenelių gaubtelių formos šito galima išvengti, nes odos sąlytis tarp motinos ir kūdikio išlieka, nes nosytė liečiasi su krūtine. Tai padeda kūdikiui prisiminti natūralų motinos kvapą.
2. **Naudojimas**
Prieš naujamamivac® spenelių gaubtelius nusivalykite rankas. Trumpai įmasažuok spenelių padėtis yra vertikali, todėl lengviau naudoti mamivac® spenelių gaubtelius. Užlenkite minkštus kraštus į viršų ir po to kiek įmanoma labiau prispauskite prie krūties spenelio. Tada minkštus kraštus prispauskite prie odos. Lengvai sudrėkink mamivac® spenelių gaubtelius, jie lengviau prilimpa prie odos. Užtikrinkite, kad plokščia mamivac® spenelių gaubtelio pusė būtų uždėta ant tos vietos, kurioje žindymo metu yra ir jūsų kūdikio nosytė. Nenaudokite vazelinu ar kitų kremų. Jei turite klausimų dėl naudojimo, rekomenduojame pasitarti su laktacijos ar žindymo konsultante. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nėra įtrūkimų ir ar tinkami naudoti.
3. **Valymas ir dezinfekavimas**
Prieš pirmąjį ir kiekvieną kitą naudojimą dezinfekuokite spenelių gaubtelius paviršinį žvą verdančiame vandenyje mažiausiai 5 min. Po kiekvieno naudojimo spenelių gaubtelius išvalykite rankiniu būdu su įprastiniu indų plovikliu ir po to kruopščiai išskalaukite drungnu vandeniu. Tinkamai tvarkant ir laikant mamivac® mamivac® spenelių gaubtelių naudojimo trukmė 2 metai. Išlaugokite naudojimo instrukciją. Šis produktas nėra žaistas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. **Šalinimas**
mamivac® spenelių gaubtelius šalinkite pagal galiojančias vietines atliekų tvarkymo taisykles.

NÁVOD K POUŽITÍ



Kojící kloboučky

1. Účel

Proč používat kojící klobouček mamivac®?
Po porodu je podráždění bradavek v důsledku pravidelného kojení normální (v důsledku nesprávného přísátí, popraskaných, plochých a vpadlých bradavek). Pokud jsou bradavky i po dlouhé době stále bolestivé a citlivé, může to být způsobeno také nesprávným přísátím nebo nedostatečně častou změnou polohy při kojení. Proti doporučenému během kojení používat kojící klobouček. Měl by ve však používat pouze po krátkou dobu, protože může dojít ke zmatení dítěte při sání. Dítě speciálním tvaru kojícího kloboučku mamivac® se tomu lze vyhnout, protože kontakt mezi pokožkou matky a dítětem není přerušen, nos totiž zůstává na prsu. To pomůže vašemu dítěti zapamatovat si přiznosenou vůni matky.

2. Použití

Před použitím kojících kloboučků mamivac® si očistěte ruce. Krátká masáž přitom způsobí, že se bradavky postaví do vzpřímené polohy, a usnadní tak používání kojících kloboučků mamivac®. Ohněte měkké okraje směrem nahoru a pak je co nejtěsněji přitiskněte na bradavku. Potom přitiskněte měkké okraje na kůži. Mírně navlčíte kojícího kloboučku mamivac® usnadňuje jeho přilnutí ke kůži. Dbejte na to, abyste plochou stranu kojícího kloboučku mamivac® umístili na stejné místo, jako je nos vašeho dítěte během kojení. Nepoužívejte vazelínu ani jiné krémy. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně používání, doporučujeme vám poradit se s laktaticí konzultantkou. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou kojící kloboučky prasklé a zda jsou funkční.

3. Čištění a dezinfekce

Před prvním použitím a před každým dalším použitím kojící kloboučky dezinfikujte vyvařením ve vroucí vodě po dobu nejméně 5 minut. Kojící kloboučky po každém použití ručně očistěte běžným prostředkem na mytí nádobí a poté je důkladně opláchněte vlažnou vodou. Při správném zacházení a skladování mají kojící kloboučky mamivac® životnost 2 roky. Návod k použití si uschovejte. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

4. Likvidace

Kojící kloboučky mamivac® zlikvidujte v souladu s místně platnými předpisy o odpadech.

NAVODILA ZA UPORABO SL

Ščitnik za bradavice

1. Namemba
Zakaj ščitnik za bradavice mamivac®?
Po rojstvu otroka je draženje bradavic običajno zaradi rednega dojenja (zaradi nepravilnega pristavljanja, razpokane kože bradavic, ploščatih in obrnjenih bradavic). Če so bradavice po daljšem času še vedno bolele in občutljive, je to lahko tudi posledica nepravilnega pristavljanja ali premalo pogoste menjave položaja pri dojenju. Zato priporočamo, da med dojenjem uporabljate ščitnik za bradavice. Vendar ščitnik lahko uporabljate le kratek čas, saj lahko pride do zmede otroka pri sesanju. Zmedo otroka lahko preprečimo s posebno obliko ščitnikov za bradavice mamivac®, saj stik kože matere in otroka ni prekinjen, ker nos otroka ostane na dojki. Tako si vaš otrok zapomni naravni vonj matere.

2. Uporaba
Pred uporabo ščitnika za bradavice mamivac® si očistite roke. Kratka masaža bradavic bo pomagala, da bodo bradavice stale pokonci, kar bo olajšalo uporabo ščitnika za bradavice mamivac®. Mehke robove upognite navzgor, nato pa ščitnik čim tesneje pritiskajte na bradavico. Nato mehke robove pritiskajte na kožo. Rahlo navihajte ščitnik za bradavice mamivac® bo olajšal prilaganje na kožo. Preprijčajte se, da med dojenjem položite ravno stran ščitnika za bradavice mamivac® na mesto, kjer otrokov nos ne uporablja zvezine ali drugih krem. Če imate kakršnakoli vprašanja o uporabi, vam priporočamo, da se posvetujete s svetovalcem za laktacijo ali dojenje. Pred vsako uporabo preverite ščitnik za bradavice glede razpok in delovanja.

3. Odstranjevanje med odpadki
Ščitnik za bradavice mamivac® odstranjujete v skladu z vašimi lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

4. Čiščenje in dezinficiranje
Pred prvo uporabo in pred vsako nadaljnjo uporabo ščitnike razkužite tako, da jih vaj 5 minut kuhate v vodi. Po vsaki uporabi ščitnike za bradavice ročno očistite s komercialno dostopnim detergentom za pomivanje posode in jih nato temeljito sperite z mlačno vodo. Ob pravilnem ravnanju in shranjevanju je življenjska doba ščitnikov za bradavice mamivac® 2 leti. Shranite navodila za uporabo. Ta izdelek ni igračka. Hranite ga izven doseg majhnih otrok.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Šeširića za dojenje

SR

1. Namena
Zašto mamićav šeširića za dojenje?

Nakon porođaja je normalno da bradavice usled čestog dojenja budu iritirane (zbog nepravilnog postavljanja, ragada na bradavicama, ravnih ili uvučenih bradavica). Ako su bradavice posle dužeg vremena i dalje bolne ili osetljive, to može biti posledica nepovoljnog postavljanja ili jer se položaj prilikom dojenja ne menja dovoljno često. Zato preporučujemo da se prilikom dojenja koriste šeširića za dojenje.

Međutim, treba ih koristiti samo kratkoročno jer mogu izazvati probleme kod dojenja. To se može sprečiti zahvaljujući posebnom obliku mamićav šeširića za dojenje jer se kontakt kože između majke i bebe ne prekida, a nosić beže ostaje na dojenju. To Vašoj bebi pomaže da upamti majčin prirodni miris.

2. Primeni

Pre upotrebe mamićav šeširića za dojenje potrebno je oprati ruke. Kratka masaža bradavica doprinosi uspravljanju bradavice i olakšava postavljanje mamićav šeširića za dojenje. Mekane ivice savijte nagore a zatim ih, što je moguće čvršće, pritisnite uz bradavicu. Zatim mekane ivice pritisnite uz kožu. Vodite računa o tome da ravnu stranu mamićav šeširića za dojenje postavite na isto ono mesto, gde će se nalaziti i nosić Vaše bebe tokom dojenja. Nemojte koristiti vazelin ili druge kreme. Ukoliko imate pitanja u vezi s primenom, preporučujemo Vam da se obratite savetniku/ci za laktaciju odn. dojenje.

Pre svake upotrebe proverite da na šeširićima za dojenje nema naprsina i da li funkcionišu ispravno.

3. Čišćenje i dezinfekcija

Pre prve i poslednje sledeće upotrebe dezinfikujte šeširića za dojenje tako što ih čiste iskuvavati u ključaloj vodi barem 5 minuta. Posle svake upotrebe ručno operite šeširića za dojenje standardnim deterdžentom za pranje sudova, a zatim ih temeljno isperite mlakom vodom. Pri pravilnom rukovanju i čuvanju, mamićav šeširića za dojenje imaju rok trajanja od 2 godine. Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja male dece.

4. Odlaganje

mamićav šeširića za dojenje treba odlagati u skladu s važećim lokalnim propisima o odlaganju otpada.

KASUTAMISEJUHEND (E)
Nibukaitsed

1. Otstarve
Miks just maimavac® nibukaitsed?
Pärast lapsesündi on regulaarselt imetamist tingitud nibude ärritus normaalne (ebaõige haaramine, lõhenenud, lamedate ja sissetõmbunud nibude tõttu). Kui nibud on ka pärast pikka aega valusad ja tundlikud, võib see olla tingitud ka ebaosadast haaramisest või sellest, et imetamisendit pole piisavalt sageli muudetud. Seetõttu soovime kasutada imetamise ajal nibukaitsi.

Neid tuleks kasutada siiski vaid lühikest aega, kuna beebil võib tekkida immesisel segadus. Dase saab vältida tänu maimavac® nibukaitsete erilisele kujule, kuna ema ja lapse vaheline nahakontakt ei katke, sest nina jääb rinna vastu. See aitab teie lapsel meeles pidada oma ema loomuliikku lõhna.

2. Kasutamane
Peske käed enne maimavac® nibukaitsete kasutamist. Lühike massaaž tõstab nibud püsti, muutes maimavac® nibukaitsete kasutamise lihtsamaks. Paimute pehmed servad ülespoole ja seejärel suruge nibukaitsi võimalikult tihedalt oma rinnanibule. Seejärel suruge nahale pehmed servad. maimavac® nibukaitsed saab kergemalt nahale kleepida, kui seda kergelt niisutada. Veenduge, et asetate maimavac® nibukaitsi tase külje sinna, kus on imetamise ajal teie lapse nina. Ärge kasutage vaseliini ega muud kreeme. Kui teil on kasutamise kohta küsimusi, soovime teil konsulteerida imetamisnõustajaga. Kontrollige enne iga kasutamist nibukaitsede rebenemise ja funktsionaalsuse suhtes.

3. Puhastamine ja desinfitseerimine
Enne esimest ja enne iga järgnevat kasutamist desinfitseerige nibukaitsed, keetes need keevas vees vähemalt 5 minutit. Pärast iga kasutuskorda peske nibukaitsi käsiti tavajale nõudepuhastusvahendiga ja seejärel loputage neid põhjalikult leige veega. Nõuetekohase käsitsemise ja hoidmise korral on maimavac® nibukaitsete eluiga 2 aastat. Hoidke kasutusjuhend alles. See toode ei ole manguasi. Hoidke väikeste laste käeulastusest vältas.

4. Käitlemine
Palun visake maimavac® nibukaitsed ära vastavalt kohalikele jäätmekehtlusaläärustele.

NÁVOD NA POUŽITIE
Dojacie klobúčiky SK

1. Určený účel
Prečo dojacie klobúčiky mamivac®?
Po pôrode je podpora甸ien prsných bradaviek v dôsledku pravidelného dojčenia normálne (z dôvodu nesprávneho prikladania, popraskaných prsných bradaviek, plochých a vtiahnutých bradaviek). Ak sú prsné bradavky stále boľavé a citlivé aj po dlhšom čase, dôvodom môže byť aj nevhodné prikladanie alebo to, že počas dojčenia nebola poloha mosená často. Počas dojčenia preto odporúčame používať dojacie klobúčiky.
Mal by sa však používať len krátky čas, pretože môže pripadne nastať panika pri saní. Možno tomu zabrániť vďaka špeciálnemu tvaru dojacieho klobúčika mamivac®, keďže kožný kontakt medzi matkou a dieťaťom nie je prerušený, pretože nos zotráva na prsníku. Vaše dieťa má vďaka tomu v pamäti prirodzenú vôňu svojej matky.

2. Aplikácia
Pred použitím dojčiacich klobúčikov mamivac® si vyčistite ruky. Krátkou masážou pritom docielite, aby boli prsné bradavky vzpriamené a teda aby bolo uľahčenie použitie dojacieho klobúčika mamivac®. Zalomte mäkké hrany nahor a následne ho čo najtesnejšie priláče na svoju prsnú bradavku. Následne priláče mäkké hrany na kožu. Miernu navlhčenie dojacieho klobúčika mamivac® uľahčuje prilnutie na kožu. Uistite si, že plochu stranu dojacieho klobúčika mamivac® umiestrujete na miesto, kde sa počas dojčenia nachádza aj nos vášho dieťaťa. Nepoužívajte vazelinu ani ostatné krémy. V prípade otázk Vám odporúčame obrátiť sa na poradcyniu pre laktáciu, resp. dojčenie. Pred každým použitím kontrolujte trhliny a funkčnosť dojčiacich klobúčikov.

3. Čistenie a dezinfekcia
Pred prvým a pred každým ďalším použitím dezinfikujte dojacie klobúčiky tým, že ich min. 5 minút vyvaríte vo vriacej vode. Po každom použití dojacie klobúčiky ručne vyčistite bežným umývacím prostriedkom na riad a následne ich dôkladne opláchnite vlažnou vodou. Pri správnej manipulácii a skladovaní majú dojacie klobúčiky mamivac® životnosť 2 roky. Uchovajte si návod na použitie. Tento výrobok nie je hračka. Chráňte ho pred dosahom malých detí.

4. Likvidácia
Dojacie klobúčiky mamivac® zlikvidujte podľa svojich miestne platných predpisov na spracovanie odpadu.

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

<

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προστατευτικό καλύμματος θηλής Σκοπός

1. Γιατί να χρησιμοποιήσετε τα προστατευτικά καλύμματα θηλής της mamiva® :

Πολλές μητέρες που έχουν ευαίσθητες ή ερεθισμένες θηλές χρησιμοποιούν συμβατικά προστατευτικά καλύμματα θηλής στρογγυλού σχήματος. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μονάχα για μικρό χρονικό διάστημα, διότι επηρεάζουν το φυσικό θρόλο θηλασμού. Το στρογγύλο σχήμα των προστατευτικών καλυμμάτων καλύπτει το δέρμα της μητέρας και είναι πιθανό το βρέφος να αρνηθεί το θηλασμό όταν η μητέρα προσπαθήσει να θηλάσει ξανά χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα. Αυτό συμβαίνει γιατί το βρέφος δεν αναγνωρίζει την μητέρα του λόγω του ερεθισμού από το προστατευτικό κάλυμμα. Το ειδικό σχήμα του προστατευτικού καλύμματος θηλής της mamiva® δε δημιουργεί το φαινόμενο αυτό, διότι δεν εμποδίζει την επαφή μεταξύ μητέρας και βρέφους. Έτσι το βρέφος θυμάται τη φυσική μυρωδιά της μητέρας του.

2. Χρήση

Καθαρίστε χέρια σας πριν από τη χρήση του προστατευτικού καλύμματος θηλής της mamiva®. Είναι σύνητο μασάζ έως ως αποτέλεσμα την ανόρθωση των θηλών και αυτό κάνει τη χρήση του προστατευτικού θηλής της mamiva® πολύ πιο εύκολη. Γυρίστε τις αταλές άκρες και πιέστε το προστατευτικό κάλυμμα θηλής της mamiva® που κοντά γίνεται στη θηλή σας. Μετά πιέστε τις αταλές άκρες του προστατευτικού καλύμματος θηλής στο δέρμα σας. Βρέξτε το προστατευτικό κάλυμμα θηλής της mamiva® για την καλύτερη επαφή με το δέρμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την επιτετική πλευρά του προστατευτικού καλύμματος θηλής της mamiva® προς τα πάνω έτσι ώστε η μύτη του βρέφους σας να έχει άμεση επαφή με το δέρμα σας κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Έτσι, το βρέφος αναγνωρίζει την οσμή σας και αισθάνεται ασφαλείς. Μη χρησιμοποιείτε Βαζελίνη ή άλλες κρέμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προστατευτικού καλύμματος θηλής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμμή σας ή τον σύμβουλο θηλασμού που διαθέτετε.

3. Καθαρισμός και αποστείρωση

Τα προστατευτικά θηλών mamiva® αποστειλώνται από λεπτή, διάφανη σιλίκινη με ουδέτερη γεύση. Αποστείρωστε τα προστατευτικά θηλών πριν από την πρώτη χρήση και πριν από κάθε περαιτέρω χρήση βράζοντας για τουλάχιστον 5 λεπτά σε βραστό νερό. Καθαρίστε τα προστατευτικά θηλών μετά από κάθε χρήση με τα χέρια με ένα κοινό υγρό πιάτων και ξηλώνετε με με αφθονο χλωρό νερό. Με κατάλληλη χρήση και αποθήκευση τα προστατευτικά θηλών mamiva® έχουν διάρκεια ζωής 2 ετών. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνιδιό. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

4. Απόρριψη

Παρακαλούμε φροντίστε για την απόρριψη των ασπίδων θηλής της mamiva® σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης απορριμμάτων από πλαστικό που ισχύουν

KÄYTTÖOHJE

Rintakumie

- Miksi juuri mamivav®-rintakumit?**

Monesti kiipeytynneiden rinnanpäiden suojana käytetään pyöreitä rintakumeja. Niiden käyttöön tulisi olla erityisen lyhytaikaisia, koska ne vaikuttavat luonnolliseen imetyksen onnistumiseen. Pyöreä reuna peittää äidin ihon ja pahimmassa tapauksessa vauva saattaa kietäytyä imemstä ilman rintakumia. Tämä voi johtua siitä, että vauva on liian tottunut rintakumin tuoksuun ja kosketukseen. Ihokosketuksen tärkein on huomioitu mamivav®-rintakumiin muotoiluissa. Avoin yläosa takaa äidin ja vauvan kontaktin, eikä vauva unohta äidin luonnollista tuoksua.
- Puhdys**

Puhdistat kädet ennen mamivav®-rintakumin käyttöä. Rinnanpään kevyt hieronta on suositeltavaa ennen rintakumin asettamista. Käännä rintakumin pehmeät reunat ylös ja paina mamivav®-rintakumi mahdollisimman lähelle rinnanpäästä. Tämän jälkeen paina pehmeät reunat kiinni ihoon. Rintakumin kostuttaminen ennen käyttöä edistää sen kiinnittymistä.


Ihokontaktin säilyttämiseksi muista asettaa mamivav®-rintakumin siten, että matala reuna tulee ylöspäin, eikä vauvan nenän kohdalla ole silikonina. Tällöin vauva tuntee tuoksua ja tuntea olons turvallisiksi. Älä käytä vaseliinia tai muita voiteita. Lisättyäsa imetyksestä ja rintakumin käytöstä saat myös esim. neuvovalta ja lisätietojaajalta. Ennen jokaista käyttöä rintakumin käyttökunto ja mahdolliset halkeamat on tarkistettava.
- Puhdistus ja desinfiointi**

mamivav® rintakumi on valmistettu ohuesta, läpinäkyvästä mauttomasta silikonista. Rintakumi on sterilioitava ennen ensimmäistä käyttöä sekä ennen jokaista jatkokäyttöä siten, että ne keitetään vähintään 5 minuuttia kiehuuassa vedessä. Rintakumi on jokaisen käytön jälkeen pestävä käsin kauppaliella astianpesuaineella ja huuhdeltava sen jälkeen haelealla vedellä. Asianmukaisesti käsittelyllä ja varastoinnilla mamivav® rintakumiin käyttöikä on 2 vuotta. Säilytä käyttööhejeet. Tämä tuote ei ole lelu. Se on pidettävä pois pienten lasten ulottuvilta
- Hävittäminen**

Hävität mamivav®-rintakumi muovijättein kierrätykselle annettujen paikallisten määräysten mukaisesti.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bimbővédő



- Rendeltetésszerű cél**
Miért érdemes a mamicav+ bimbővédőt használni?
A szülést követően természetes jelenség a mellbimbő irritációja a rendszeres szoptatás (helytelen mellretétel, kirepedezett mellbimbő, lapos vagy befelé forduló mellbimbő) miatt. Ha a mellbimbők hosszabb idő után is sebesek és érzékenyek, annak oka lehet a helytelen mellretétel is, vagy az, hogy nem változtat elég gyakran szoptatási pozíciót. Ezért javasoljuk, hogy szoptatás közben használjon bimbővédőt.
Bimbővédőt általában azonban csak rövid ideig szabad használni, mivel előfordulhat, hogy cumizavar alakul ki. A mamicav+ bimbővédő speciális formájának köszönhetően ez elkerülhető, mivel az anya és a baba közötti bőrkontaktus nem szakad meg. Ezért a mamicav+ bimbővédőt az anya mellével. Ennek köszönhetően a baba emlékezni fog az édesanyja természetes illatára.
- Használat**
A mamicav+ bimbővédő használatára előtt mosson kezet. Egy rövid masszázs hatására a mellbimbők megmerevednek, ezáltal könnyebb a mamicav+ bimbővédő használatára. Hajtsa fel a termék puha peremét, majd nyomja a terméket a lehető legrövidebben a mellbimbőjára. Ezután nyomja a puha peremeket a bőrre. Ha enyhén benedvesíti a mamicav+ bimbővédőt, az könnyebben tapad a bőrre. Ügyeljen arra, hogy ugyanarra a pontra helyezze a mamicav+ bimbővédő lapos oldalát, ahol szoptatás közben a baba arra is elhelyezkedik. Ne használjon vazeint vagy egyéb krémeket. Ha kérdése van a termék használatával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon laktációs vagy szoptatási tanácsadóhoz. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések a bimbővédőn, és hogy a termék használatra alkalmas állapotban van-e.
- Tisztítás és fertőtlenítés**
Az első használat előtt és minden további használat előtt forró vízben, legalább 5 percig főtendő forrásal fertőtlenítse a bimbővédőket. Minden használat után kezelje tisztítással a bimbővédőket a kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel, majd alaposan öblítse le őket langyos vízzel. Szakszerű kezelés és tárolás esetén a mamicav+ bimbővédők élettartama 2 év. Örizz meg a használati útmutatót. Ez a termék nem játékszer. Kisgyermekektől távol tartandó.
- Ártalmatlanság**
A mamicav+ bimbővédőt a helyi hulladékezelési irányelveknek megfelelően ártalmatlansá.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Накладка на сосок

- ### 1. Призначення

Чому саме накладки на сосок mamivac®?

Подразнення сосків при годуванні новонародженої дитини - це нормальне явище (в результаті неправильного прикладання до грудей, пошкодження сосків, наявності плоских або втягнутих сосків). Якщо болісні почуття або підвищена чутливість сосків зберігається на протязі довгого часу, причиною може бути невірне прикладання або недостатня часта зміна положення при годуванні. Ми рекомендуємо використовувати накладку на сосок під час годування. Але пам'ятайте, що користуватися ними можна недовго, аби не виникло проблем з годуванням (плутанина сосків). Завдяки спеціальній формі накладок mamivac® зберігається контакт поміж мамою та немовлям, тому що соски дитини знаходяться безпосередньо у маминих грудей. Немовля запам'ятає природний запах своєї матері.
- ### 2. Використання

Перед тим, як користуватися накладкою mamivac®, очистіть руки. Невеличкий масаж допоможе підготувати соски та полегшить використання накладок mamivac®. Загніть м'який обідок догорі та притисніть накладку до соска якомога сильніше. Натисніть на м'який обідок та притисніть його до шкіри. Легке змочування накладок mamivac® покращить її прилягання до ширі. Переконайтеся, що плоский край накладки mamivac® розташований в тому місці, де знаходиться сосок вашої дитини під час годування. Це допоможе дитині вловити ваш запах та почувати себе захищеною. Не треба користуватися вазеліном або будь-яким кремом. Якщо у вас виникнуть питання щодо користування накладками, зверніться до консультанта з питань годування груддю. Перед кожним використанням перевіряйте відсутність тріщин та придатність для використання накладки на сосок.
- ### 3. Очищення і дезінфекція

Накладки на соски mamivac® виготовлені з тонкого, прозорого, нейтрального на смак силікону. Перед першим і кожним наступним застосуванням накладки піддайте профдезінфекції, помити їх в киплячу воду не менше чим на 5 хвилин. Після кожного використання насадок промийте їх вручну звичайним мильним засобом і ретельно обполосніть його після цього теплою водою. При належному поводженні і зберіганні насадки на соски mamivac® прослужать до 2 років. Зберігайте, будь ласка, що інструкцію по використанню. Цей продукт не є іграшкою. Зберігайте його в недоступному для малюків місці.
- ### 4. Утилізація

Утилізуйте накладку mamivac® у відповідності до регіональних та національних принципів для пластикових виробів.

(AR)

تعليمات استخدام أعطية حمالت الصدر

الفرقش من أن أعطية حمالت الصدر .

1. mamivac لماذا استخدم أعطية حمالت الصدر من

بعد الولادة يكون من الطبيعي تعرض حمالت الصدر للتهاب نتيجة للرعاية المنتظمة، (أو نتيجة للأوضاع غير الصحيحة، أو أحدث تشقق في الحلمة، أو لأن الحلمات مسددة أو غائرة). فإذا ظلت حمالت الصدر حتى بعد فترة طويلة جروح أو حساسية فقد يكون هذا أيضا نتيجة للأوضاع غير المناسبة، أو لأنه لا يتم تغيير وضع الإرضاع بعد ذلك من المرات. ولذلك فإننا ننصح باستخدام أعطية حمالت الصدر أثناء الإرضاع ولكن يجب ألا يتم استخدامها سوى لفترات قصيرة؛ لأنها قد تؤدي لاضطراب في الحلمة. بفضل الشكل الخاص يمكن تجنب حدوث هذه المشكلة، وذلك لأنها لا تؤدي لمنع اللامسة **mamivac** لأعطية حمالت الصدر من قبل بشره الأم والطفل، وذلك لأن ألف الطفل يظل على صدر الأم. ونتيجة لذلك فإن الطفل يظل محتفظا في ذاكرته بل رائحة الأمينة له.

كيفية الاستخدام

2. نلقي بيديك، ويزيد التكيف لفترة وجيزة إلى التنصّب لحلمة mamivac قبل استخدام أعطية حمالت الديدن من التي الأحوال البنية إلى أعلى وبعد **mamivac** الصدر حديدا، مما يسهل استخدام أعطية حمالت الصدر من التي أحسنها التكيّف كمايكون قدر ممكن من الاحتكاك بين حلمات سدرتك. ثم تستفي العواف البنية على الجلد لتسهيلها على الجأذ. كماذكرى إن الجعية المسجلة لإعطية **mamivac** ويسهل تبديل أعطية حمالت الصدر موزونة في المكان الذي توجد فيه أيضا أنت فذلك أثناء الرضاعة. وبمبدأ **mamivac** حمالت الصدر من يعرف طوك على راحتك الطبيعية ويشعر بالآمان. لا تستخدمى من فضلك الغازلين أو أية كريمات أخرى. إذا كان ذائق على أنه أسهل لك الاستمرار نتصحب بانقرجه إلى مستشاراة الزبن والبرن الرضاعة. قومي قبل أي إستعمال والتأكد من قابليتها للإستعمال وعدم وجود شقوق فيها **mamivac** بفحص وإقيات الرضاعة مأميافك

التنظيف والتعقيم

3. المتسبون الرقيق والشفاف والمديم الطعم. قومي قبل mamivac تتكون وإقيات الرضاعة مأميافك الإستعمال الأول وقبل أي إستعمال آخر بقومي بفتح وإقيات الرضاعة وهذا بأن تعقميها في الماء الساخن لمدة 5 دقائق على الأقل. ونظفي إقيات الرضاعة بعد كل إستعمال باليد بواسطة غائل متداول لغسل الأواني ثم قومي بعدها بشطفها في صنبور بارد بماء الفانز. في حالة الإستعمال والتخزين الصحيحين فإن العمر الافتراضي لإقيات الرضاعة مأميافك **mamivac** يبلغ سنتين.

إعتظقي بتبديل إقيات الرضاعة متى إن هذا المنتج ليس لعبة. إحتظقي به بعيد عن الأطفال الصغار

التخلص من المنتج

4. يجب عليك التخلص من شفاطات مامي فك المستهلكة حسب نظم التخلص من النفايات البلاستيكية الخاصة ببلدك.