

Verfügbare Farben

Available colours

150 Gramm 150 gram	75 Gramm 75 gram		
lila purple	REF 920320	lila purple	REF 920420
rot red	REF 920330	rot red	REF 920430
mint mint	REF 920340	mint mint	REF 920440
limette lime	REF 920350	limette lime	REF 920450
blau blue	REF 920360	blau blue	REF 920460
orange orange	REF 920380	orange orange	REF 920480
gelb/lila yellow/purple	REF 920370	gelb/lila yellow/purple	REF 920470
limette/blau	REF 920390	limette/blau	REF 920490
lime/blue		lime/blue	

Als Werbeträger mit Aufdruck und in vielen Farben lieferbar. Fragen Sie uns!
Available with customized imprints for advertising. Contact our customer support!

CBC Percuflex

Reflexhammer reflex hammer



Vor Sonnenlicht schützen
Protect from sunlight



Trocken aufbewahren
Store in dry places



Medizinprodukt
Medical device



Konformitätszeichen nach Verordnung (EU) 2017/745
Conformity mark according to Regulation (EU) 2017/745



Gebrauchsanweisung beachten
Observe operating instructions



Hersteller
Manufacturer



Kimetec GmbH • Gerlinger Straße 36-38 • 71254 Ditzingen • Germany
Telefon: + 49 [0] 71 56 / 1 76 02 - 200 • Fax : + 49 [0] 71 56 / 1 76 02 - 500
www.kimetec.de • info@kimetec.de

GB2050005M-2022-01

Kimetec

CBC Percuflex

Gebrauchsanweisung



Made in Germany

GB2050005M
Stand / As of: 2022-01

Lesen Sie vor Gebrauch des CBC Percuflex die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Prüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf äußerliche Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit. Bei Defekten oder Fehlfunktionen darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.

Zweckbestimmung

Die Anwendung darf nur durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Reflexhammer mit drehbarem Kopf zur Prüfung der Eigenreflexe und der Perkussion.

Kontraindikationen/Nebenwirkungen:

Keine bekannt

Patientenzielgruppe:

Keine Einschränkungen

Anwender:

Die Anwendung darf nur durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

Eigenschaften:

- Vereint die Vorteile der Modelle Babinski, Trömner, Buck und Berliner
- Individuell einstellbar
- Griff ist leicht flexibel
- Tastspitze am Griffende für Plantarreflex
- Gesamtlänge: 21 cm
- In zwei Gewichtsklassen erhältlich: 75 g und 150 g
- 360° drehbarer Kopf für unterschiedliche Schlagpositionen



Reinigung:

Es dürfen keine maschinellen Reinigungsverfahren angewendet werden. Wischen Sie CBC Percuflex mit einem feuchten, fusselfreien Tuch mit pH-neutralen Reinigungsmitteln ab.

Desinfektion:

Es dürfen keine maschinellen Desinfektionsverfahren angewendet werden. Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten vorzubeugen, ist nach jeder Anwendung eine Wischdesinfektion des Reflexhammers durchzuführen. Verwenden Sie hierzu DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) geprüfte Desinfektionsmittel, jedoch keine auf Alkoholbasis.

Entsorgung:

CBC Percuflex entsorgen Sie gemäß ihren lokal geltenden Abfallbestimmungen.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.



Operating Instructions

Before using CBC Percuflex, read the operating instructions carefully and keep them for future reference.

Check the product for any visible damage and functionality prior to each use. In the event of defects or malfunctions, discontinue use of the product.

Intended use:

This medical device should only be used by trained personnel. Reflex hammer with turnable head for reflex testing and percussion.

Contraindication/side effect:

None known.

Patient target group:

No restrictions.

User:

This medical device should only be used by trained personnel.

Characteristics:

- Combines the individual advantages of a Babinski, Trömner, Buck and Berliner reflex hammer
- Individually adjustable
- Slightly flexible handle
- Pointed handle end for plantar reflex
- Available in two weights: 75 g and 150 g
- Total length: 21 cm
- Adjustable pivoting head rotates 360° for different striking positions



Cleaning:

Do not use automated cleaning methods. Wipe CBC Percuflex with a lint-free cloth damped with a pH-neutral detergent.

Disinfection:

Do not use automated disinfection methods. To prevent cross-contamination between patients, wipe disinfection of the reflex hammer is recommended after every use. Use disinfectants approved by the German Society of Hygiene and Microbiology DGHM, avoiding disinfectants based on alcohol.

Disposal:

Please dispose of CBC Percuflex in accordance with your local waste disposal regulations.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the national competent authority.

