

CBC NUCOS

Der angenehme Silikon-Venenstauer



Focus Open 2022
Internationaler Designpreis
Baden-Württemberg

+ Komfort für Patient und Pflegekraft

Intuitive Stauung ohne Fingerbarriere, ohne Einklemmen der Haut, dank Silikonband mit innovativer Wabenstruktur. Der ergonomische Verschluss ermöglicht Einhandbedienung und spart dem Pflegepersonal wertvolle Zeit – ein Plus an Komfort und Effizienz.

+ Hygienisch und langlebig

Der wiederverwendbare CBC NUCOS ersetzt Einwegprodukte, reduziert Abfall und spart Kosten. Autoklavierbar bei 134 °C, desinfizierbar mit Desinfektionstüchern, und getestet für 11.200 Anwendungen sowie 400 Sterilisationszyklen – eine langlebige, hygienische Alternative.

+ Vorteile


- + MRT tauglich
- + Klassischer, stabiler Einrastverschluss
- + Kein unfreiwilliges Öffnen im gestauten Zustand
- + Extra-Taste für langsames Lösen
- + Langlebiges, hochtemperaturfestes Material
- + Made in Germany – International patentiert

Mehr erfahren!




+ Erhältlich in zwei Größen

CBC NUCOS für Erwachsene und CBC NUCOS Kids.




CBC NUCOS Kids: REF 500581
Band: 12,5 mm x 300 mm



CBC NUCOS: REF 500580
Band: 25 mm x 500 mm

Einfache Handhabung



1 Taste für sanftes Lösen | 2 Öffnen



1 Taste für sanftes Lösen | 2 Öffnen

Anwendungsvideo

